

# 当院での リハビリ治療機器のご紹介



# ES-400



# ES-400

高い周波数の電流を流し、  
体の内部で発生する干渉波により  
血行を促進し、痛みを緩和させます。

# ES-5000



# ES-5000

立体的な電流のうねりを発生させ、  
広範囲に深部を刺激し  
血行を促進させ痛みを緩和させます。

# オステオ



# オステオ

超音波で骨に振動を与え  
骨癒合を促進します。

# ラジオ波



# ラジオ波

高周波による温熱療法で、  
軟部組織の伸展性の改善や  
疼痛の軽減、  
また筋の緊張を和らげると  
いった効果が期待されます。

# ハイボルト



# ハイボル

高電圧の刺激を深部に浸透させ、  
疼痛の軽減や、  
組織回復を促進させます。

# スーパーライザー



# スーパーライザー

近赤外線を照射し、血行を改善させ  
痛みを和らげます。

# ホットパック



# ホットパック

振動と温熱で深部まで温め、  
血流を改善し新陳代謝を  
促進させます。

# 牽引



# 牽引

頰や腰の負担を緩和し、  
神経の圧迫や筋緊張を緩和します。

# マックスカイン



# マックスカイン

低周波で痛みの患部へ  
直接アプローチし、血行改善を促し  
凝りや痛みを緩和させます。

# マスターパルス



# マスターパルス

拡散型圧縮波で  
患部の慢性的な痛みを軽減し、  
局所の微小循環を改善し  
組織修復を促します。

# 低周波



# 低周波

低い周波数の電流を流し、  
筋肉を収縮させることで  
血行を促進し、痛みを緩和させます。